

COMFORT 2005 oplegmatras

ANTI-DECUBITUS DYNAMISCH LUCHTMATRAS

Ter voorkoming en genezing van huidbeschadiging ten gevolge van doorliggen.



Oplegmatras Comfort 2005

Inzetbaar voor decubitus stadium I

Verbeterde kwaliteit en nieuwe ontwikkeling

Algemene kenmerken

- Het matras is vervaardigd van vocht afstotend materiaal (Polyurethane).
- Bacteriën kunnen zich niet hechten aan het materiaal.
- Het matras blijft soepel, voelt zacht aan, en is zeer slijtvast.
- Aan beide lengte zijden een omslagstrook, waardoor het matras niet kan verschuiven.
- Het oppompen en leegmaken van de luchtcellen vindt plaats in overlappende periodes zodat er een onafgebroken steunniveau wordt gecreëerd.

Elektronische lucht pompunit



- Heeft een automatische cyclustijd om de 6 minuten.
- Superstil en voldoet aan hoge kwaliteit en veiligheidsnormen.
- Veilige afgeronde hoeken en gemakkelijk te reinigen.
- Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken en passend aan elk bedframe.
- Het lampje van de schakelaar licht op als deze is ingeschakeld.
- Gemakkelijke te bedienen traploze gewichtsinstelling.

Gebruiksaanwijzing Comfort 2005

Verhuurartikel

1. Plaats het A.D. matras op het bestaande matras met de slangen naar het voeteneinde.
2. Sla de omslagstroken van het A.D. matras bij hoofd en voeteneinde om het matras
3. Hang de luchtpomp met de haakjes aan het voeteneinde van het bed (indien dit mogelijk is) en sluit de slangen onwillekeurig aan op de pomp.
4. Zet de pomp aan met de uit/uit schakelaar. Stel de druk bij aanvang in op stand 6.
Na 25 minuten is het matras klaar voor gebruik.
5. Stel nu de druk in op het gewicht van patiënt. Zie hiervoor de onderstaande tabel, bij liggende positie.

Stand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht (kg)	10-30	40	60	60-80	70-90	80-100	90-110	120	130	140

6. Als een patiënt rechtop in het bed zit, kan de druk 1 of 2 stand(en) hoger worden ingesteld.
7. Reinigen van het matras:
 - a. Verwijder zichtbare verontreinigingen met een algemeen schoonmaakmiddel en water.
 - b. **Gebruik geen oplosmiddelen zoals lijmverdunner of thinner.**
8. Na gebruik en bij retour zending:
Matras in originele verpakking verpakken.

Veiligheid: zie ook garantiebepalingen.

- Controleer regelmatig of de slangen niet dubbel gaan na het bed opmaken.
- Voorkom trekkrachten en knellen van het elektriciteits snoer.
- Houd de pomp droog en voorkom schokken en drukkrachten.